

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на пипетки, микропипетки, пипеточные насосы, аксессуары для пипеток компании ISOLAB

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

ПИПЕТКИ - «пастеровские» - «полиэтилен»



- Изготовлены из полиэтилена низкой плотности. Единообразная толщина стенок гарантирует единообразное усилие всасывания и обеспечивает воспроизводимый размер капель при каждом использовании.
- Идеальное решение для безопасного переноса и дозирования жидкостей, предотвращающее опасность перекрестной контаминации.
- Груше пипетки требуется предельно малое усилие надавливания. Длинный и гибкий стержень может быть изогнут в целях втягивания жидкостей из узких емкостей.
- Оснащены рельефной градуировкой объема на корпусе.

каталож- ный номер	объем	описания продуктов	спецификация упаковки	кол-во в упаковке
084.02.001	3 ml	нестерильные	в коробке	500 шт.
084.22.001	3 ml	стерильные	отд. упак.	100 шт.
084.02.003	1 ml	нестерильные	в коробке	500 шт.
084.22.003	1 ml	стерильные	отд. упак.	100 шт.

РАЗДАТЧИК - «большой»

➤ Изготовлен из кристально чистого акрила с превосходным полем обзора.

➤ Идеален для хранения и раздачи относительно больших шкальных продуктов, например, пастеровских пипеток.

➤ Оснащен нескользящей силиконовой подставкой, обеспечивающей высокую устойчивость.

➤ Оснащен легко открывающейся шарнирной крышкой. После открытия крышка остается открытой, облегчая раздачу.


➤ Раздатчик обеспечивает надежное и чистое хранение пипеток, защищая их от воздействия внешних факторов.

➤ Наружные размеры раздатчика: 175x250x600 мм.



каталож- ный номер	кол-во в упаковке
084.05.001	1 шт.

ПИПЕТКИ - «серологические» - «полистирол»



➤ Изготовлены из первичного полистирола с превосходной оптической прозрачностью. Стерилизованы облучением гамма-лучами. Свободны от ДНКаз, РНКаз, ДНК и пирогенов.

➤ Гладкая внутренняя стенка предотвращает застревание и прилипание субстанций. Наконечник пипетки обеспечивает постоянный и воспроизводимый поток.

➤ Оптимизированный мундштук идеально подходит для всех типов пипеточных насосов и груш.

➤ Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне обеспечивает простую идентификацию и сортировку.

➤ Четкая, хорошая видимая градуировка черного цвета гарантирует точное считывание.

каталож- ный номер	объем пипетки	цветовой код	кол-во в коробке
083.13.001	1 ml	желтый	500 шт.
083.13.002	2 ml	зеленый	500 шт.
083.13.005	5 ml	синий	200 шт.
083.13.010	10 ml	оранжевый	200 шт.
083.13.025	25 ml	красный	150 шт.
083.13.050	50 ml	пурпурный	100 шт.
083.13.100	100 ml	розовый	50 шт.

ПИПЕТКИ - «пастеровские» - «стекло»



Наконечник пипетки обеспечивает воспроизводимый размер капель.

Изготовлены из нейтрального стекла в соответствии со стандартом ISO 7712.

➤ Толстые стенки обеспечивают предельную прочность, устраняя опасность поломки.

➤ Идеальное решение для безопасного переноса и дозирования жидкостей, предотвращающее опасность перекрестной контаминации.

➤ Имеют длинный, вытянутый наконечник. Конструкция всасывающей части позволяет устанавливать ватный тампон.

каталож- ный номер	длина	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
084.01.001	150 mm	250 шт.	4 упаковки
084.01.002	230 mm	250 шт.	4 упаковки

ГРУША - «для стеклянных пастеровских пипеток»



➤ Изготовлены из натурального каучука, что делает их особо пригодными для использования со стеклянными пастеровскими пипетками.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
084.03.001	100 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

ПИПЕТКИ - «стекло» - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»



➤ Изготовлены из нейтрального стекла в соответствии со стандартами ISO 648 и DIN 12687 (для волюметрических пипеток), ISO 835 и DIN 12699 (для градуированных пипеток).

➤ Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «AS».


➤ Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

➤ Идеально обработанные, скошенные наконечники гарантируют надлежащий расход. Цветная кольцевая риска обеспечивает быструю сортировку.

➤ Надписи и номинальные значения напечатаны долговечной эмалевой краской.

градуирован- ные пипетки	волюметриче- ские пипетки	объем	кол-во в упаковке
021.01.001	021.05.001	1 ml	10 шт.
021.01.002	021.05.002	2 ml	10 шт.
	021.05.003	3 ml	10 шт.
	021.05.004	4 ml	10 шт.
021.01.005	021.05.005	5 ml	10 шт.
021.01.010	021.05.010	10 ml	10 шт.
	021.05.011	11 ml	10 шт.
	021.05.015	15 ml	10 шт.
021.01.020	021.05.020	20 ml	10 шт.
021.01.025	021.05.025	25 ml	10 шт.
021.01.050	021.05.050	50 ml	10 шт.

ПИПЕТКИ - «стекло» - «класс A»



➤ Изготовлены из нейтрального стекла в соответствии со стандартами ISO 648 и DIN 12687, ISO 835 и DIN 12699.

➤ Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «A».

➤ Идеально обработанные, скошенные наконечники гарантируют надлежащий расход. Цветная кольцевая риска обеспечивает быструю сортировку.

➤ Надписи и номинальные значения напечатаны долговечной коричневой краской.

градуирован- ные пипетки	волюметриче- ские пипетки	объем	кол-во в упаковке
021.11.001	021.15.001	1 ml	10 шт.
021.11.002	021.15.002	2 ml	10 шт.
021.11.005	021.15.005	5 ml	10 шт.
021.11.010	021.15.010	10 ml	10 шт.
	021.15.015	15 ml	10 шт.
021.11.020	021.15.020	20 ml	10 шт.
021.11.025	021.15.025	25 ml	10 шт.
021.11.050		50 ml	10 шт.

Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне обеспечивает простую идентификацию и сортировку.



ШТАТИВ - «для пипеток» «карусельный»



➤ Изготовлен из полипропилена, обеспечивает крепление 94 пипеток в вертикальном положении.

➤ Круглый карусельный штатив может вращаться на 360° вокруг своей оси и обеспечивает простой доступ к каждой пипетке.

➤ Решетчатый верхний диск, концентричный несущей пластине, удерживает пипетки в надлежащем вертикальном положении.

➤ Несущая пластина состоит из четырех концентрических желобов с клиновидными сторонами и открытыми основаниями, которые защищают наконечники пипеток.

➤ Стекающая жидкость собирается в стационарном лотке, расположенном в нижней части.

каталож- ный номер	высота х диаметр	кол-во в упаковке
022.01.001	48 х 23 см	1 шт.



Решетчатый верхний диск, концентричный несущей пластине, удерживает пипетки в надлежащем вертикальном положении.



Несущая пластина состоит из четырех концентрических желобов с клиновидными сторонами и открытыми основаниями, которые защищают наконечники пипеток.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

ШТАТИВ - «линейный»



➤ Изготовлен из полипропилена, обеспечивает крепление 12 пипеток в горизонтальном положении. Простой демонтаж в целях хранения и очистки.

каталожный
номер
022.02.001

кол-во в
упаковке
1 шт.

ЛОТОК - «для пипеток»



➤ Изготовлен из полистирола, позволяет простое распределение пипеток любого типа.

Конструкция обеспечивает надежное хранение длинных пипеток в продольном направлении и коротких пипеток в поперечном направлении.

каталож-
ный номер

размеры

кол-во в
упаковке
022.03.001 285 x 215 x 40 мм 1 шт.

ЛОТОК - «для пипеток»



➤ Изготовлен из полистирола, позволяет простое распределение пипеток любого типа.

➤ Пипетки емкостью 1, 2, 5 и 10 мл могут храниться в 4 различных отделениях. Может также использоваться в выдвижных ящиках и на рабочих поверхностях столов.

каталож-
ный номер

размеры

кол-во в
упаковке
022.03.011 300 x 425 x 30 мм 1 шт.

КОНТЕЙНЕР - «для пипеток»



➤ Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, прямоугольной формы. Общая высота контейнера не регулируется.

➤ Оснащен силиконовой прокладкой, которая крепится к основанию.

➤ Силиконовая прокладка амортизирует удары и предотвращает опасность разламывания.

каталож- ный номер	размеры основа- ния контейнера	высота контейнера	кол-во в упаковке
022.04.001	70x70 мм	210 мм	1 шт.
022.04.002	70x70 мм	430 мм	1 шт.

КОНТЕЙНЕР - «для пипеток»



➤ Изготовлен из чистого алюминия, цилиндрической формы. Для крепления пипеток с различной высотой во время процесса автоклавной стерилизации. Общую высоту контейнера можно регулировать.

➤ Оснащен силиконовой прокладкой, которая крепится к основанию. Силиконовая прокладка амортизирует удары и предотвращает опасность разламывания.

каталож- ный номер	диаметр мин. и макс. контейнера	высо- та контейнера	кол-во в упаковке
022.03.002	60 мм	145-235 мм	1 шт.
022.03.003	60 мм	280-420 мм	1 шт.

ШТАТИВ - «для пипеток»



➤ Изготовлен из акрила, позволяет простое распределение пипеток любого типа.

➤ 4 полки гарантируют простой и быстрый доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл до 50 мл.

➤ Наклонная конструкция полок предотвращает опасность выпадения пипеток, даже если полка полностью заполнена.

➤ Оснащен магнитными зажимами по обеим сторонам, служащими для крепления нескольких элементов.

каталож-
ный номер

размеры

кол-во в
упаковке
022.06.001 290x90x400 мм 1 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

НАПОЛНИТЕЛИ ПИПЕТОК - «*pi-pipr*»



- Простой и практичный наполнитель для любых пипеток емкостью от 2 мл до 25 мл.
- Обеспечивается точное дозирование даже предельно малых объемов.
- Стержень пипетки плавно входит в гибкий силиконовый зажим и надежно удерживается в требуемом положении.
- Вращение колесика вверх обеспечивает точное втягивание жидкости до требуемого уровня.
- Вращение колесика вниз позволяет частично слить жидкость, находящуюся в пипетке.
- Легкое нажатие на быстродействующий рычаг обеспечивает полный слив жидкости.



каталож- ный номер	для пипеток объемом	кол-во в упаковке
011.01.002	до 2 мл	1 шт.
011.01.010	до 10 мл	1 шт.
011.01.025	до 25 мл	1 шт.

НАПОЛНИТЕЛИ ПИПЕТОК - «*taxi*»



- Усовершенствованный наполнитель для любых пипеток емкостью от 1 мл до 100 мл.
- Оптимизированная клапанная система позволяет легкое втягивание жидкости без излишнего давления.
- Стержень пипетки плавно входит в гибкий силиконовый зажим и надежно удерживается в требуемом положении.
- Предельная простота использования; перед присоединением пипетки вначале сожмите силиконовую грушу и впустите воздух внутрь.
- Присоедините пипетку. Для наполнения переместите кнопку дозирования вверх, для слива - вниз.
- Для выдува остатка просто сожмите грушу.
- Сменный гидрофобный мембранный фильтр во впускном конусе предотвращает перекрестную контаминацию.

каталож- ный номер	описание продуктов
011.02.003	наполнитель пипеток
011.02.003,3	запасной фильтр

НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК - «*макро*»



Стандартный наполнитель пипеток емкостью до 10 мл.

- Груша изготовлена из натурального каучука. Наиболее распространенный наполнитель пипеток любого типа емкостью до 100 мл. Стандартная модель может использоваться для пипеток емкостью до 10 мл. Универсальная модель может использоваться для пипеток емкостью до 100 мл.
- Вакуумирование выполняется просто нажатием соответствующих автоматических клапанов. Обеспечивает простое использование одной рукой. Нажатием на клапан жидкость втягивается до требуемого уровня, частично дозируется или сливается.

каталож- ный номер	модель	для пипеток	кол-во в упаковке
011.02.001	стандарт	до 10 мл	1 шт.
011.02.002	универсальный	до 100 мл	1 шт.



Универсальный наполнитель пипеток емкостью до 100 мл.

наполнитель пипеток



- Простой и предельно удобный наполнитель для любых пипеток емкостью до 15 мл.
- Предельная простота использования; вначале сожмите грушу и впустите воздух внутрь. Затем присоедините пипетку. Отпустите грушу и заполните пипетку. Для слива повторно сожмите грушу.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
011.04.001	1 шт.



каталож- ный номер	для пипеток объемом	кол-во в упаковке
011.04.003	макс. 3 мл	10 шт.
011.04.005	макс. 5 мл	10 шт.
011.04.010	макс. 10 мл	10 шт.

наполнитель пипеток

- Изготовлены из силикона. Идеальное решение для простых задач по дозированию.
- Предлагаются три различных варианта объема.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

ПИПЕТОЧНЫЙ НАСОС - «электрический»

ПИПЕТОЧНЫЙ НАСОС - «электрический»



- Для пипеток любого типа емкостью от 0,1 мл до 100 мл.
- Эргономичный, легкий и сбалансированный корпус позволяет выполнять дозирование, не уставая.
- Мощный двигатель позволяет наполнить пипетку объемом 25 мл менее чем за 4 секунды.
- Возможна настройка 8 уровней скорости насоса. На ЖК-дисплее отображается выбранная скорость. Также предлагается гравиметрический слив.
- Легко заменяемые литий-ионные аккумуляторы обеспечивают 8 часов непрерывного использования. ЖК-дисплей указывает оставшуюся емкость аккумулятора.
- Высокотехнологичное зарядное устройство предотвращает перезаряд и обеспечивает длительный срок службы. Для полной зарядки требуется 2-3 часа.
- Силиконовый адаптер во впускном конусе прочно удерживает пипетки в требуемом положении. Сменный гидрофобный фильтр из PTFE с толщиной фильтрации 0,45 мкм предотвращает перекрестную контаминацию.
- Поставляется с настенным кронштейном и двухпозиционным штативом.

- Для пипеток любого типа емкостью от 0,1 мл до 100 мл.
- Эргономичный, легкий и сбалансированный корпус позволяет выполнять дозирование, не уставая.
- Мощный двигатель позволяет наполнить пипетку объемом 25 мл менее чем за 4 секунды.
- Могут быть выбраны режимы высокой и низкой скорости насоса. Также предлагается гравиметрический слив.
- Легко заменяемые литий-ионные аккумуляторы обеспечивают 8 часов непрерывного использования. Оснащен красным индикатором низкого заряда аккумулятора.
- Высокотехнологичное зарядное устройство предотвращает перезаряд и обеспечивает длительный срок службы. Для полной зарядки требуется 2-3 часа.
- Силиконовый адаптер во впускном конусе прочно удерживает пипетки в требуемом положении. Сменный гидрофобный фильтр из PTFE с толщиной фильтрации 0,45 мкм предотвращает перекрестную контаминацию.
- Поставляется с настенным кронштейном и однопозиционным штативом.


каталожный номер	для пипеток	диапазон скорости	кол-во в упаковке
010.01.005	0,1 - 100 мл	регулируемая	1 шт.

каталожный номер	для пипеток	диапазон скорости	кол-во в упаковке
010.01.006	0,1 - 100 мл	регулируемая	1 шт.



Сменный гидрофобный фильтр из PTFE с толщиной фильтрации 0,45 мкм предотвращает перекрестную контаминацию.
Катал. № 610.01.005

Силиконовый адаптер во впускном конусе прочно удерживает пипетки в требуемом положении.



Сменный гидрофобный фильтр из PTFE с толщиной фильтрации 0,45 мкм предотвращает перекрестную контаминацию.
Катал. № 610.01.006

Силиконовый адаптер во впускном конусе прочно удерживает пипетки в требуемом положении.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru