

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на пробирки, пробирочные стойки компании ISOLAB

лабораторная посуда & расходные материалы

ПРОБИРКИ - «стекло»

➤ Изготовлены на автоматических машинах, обеспечивающих постоянство длины и толщины.

➤ Благодаря свойствам боросиликатного стекла, строго рекомендуются для применения при повышенных температурах.

размеры пробирок	пробирки из нейтрального стекла	пробирки из боросиликатного стекла	кол-во в упаковке
6 x 40 мм	077.01.000		100 шт.
10x75 мм	077.01.001	077.02.001	100 шт.
12x75 мм	077.01.021		100 шт.
12x100 мм	077.01.002	077.02.002	100 шт.
13x100 мм	077.01.003	077.02.003	100 шт.
13x130 мм	077.01.031		100 шт.
16x100 мм	077.01.004	077.02.004	100 шт.
16x160 мм	077.01.005	077.02.005	100 шт.
18x180 мм	077.01.006	077.02.006	100 шт.
20x200 мм	077.01.007		100 шт.
20x220 мм	077.01.008		100 шт.

ПРОБИРКИ - «ПП или ПС»

➤ Изготовлены из прозрачного полипропилена или из полистирола, для одноразового использования.

пробирки P.S	пробирки P.P	размеры пробирок	форма основания	кол-во в упаковке
077.04.001	077.04.002	12x75 мм	круглая	1000 шт.
077.04.003	077.04.004	16x100 мм	круглая	500 шт.
077.04.005	077.04.006	16x100 мм	коническая	500 шт.

ПРОБИРКИ «стекло» - «с резьбовой крышкой»

➤ Изготовлены из нейтрального стекла, оснащены резьбовой крышкой из полипропилена.

➤ Герметичные крышки гарантируют абсолютно непроницаемое закрытие.

➤ Строго рекомендуются для тканевых культур и других аналогичных областей применения.

➤ Пробирки и крышки поставляются в отдельных упаковках.

каталожный номер	размеры пробирок	кол-во в упаковке
077.03.001	16x100 мм	100 шт.
077.03.002	16x160 мм	100 шт.

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - «стекло»

➤ Изготовлены из нейтрального стекла, с толщиной стенок 1,0 - 1,1 мм.


➤ Номинальная емкость ок. 15 мл. Они выдерживают относительное центробежное ускорение 3500 и гарантируют бесперебойное центрифугирование.

центриф.	размеры пробирок	характеристики продукта	кол-во в упаковке
078.01.001	16x100 мм	без градуировки	100 шт.
078.01.002	16x100 мм	градуированные	10 шт.




Различные захваты для лабораторных стаканов можно выбрать из каталога, стр. 69.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «покрытая эпоксидной смолой сталь»




- Благодаря квадратным отверстиям для пробирок, усиленным углам и разрезному основанию они обеспечивают надежное и безопасное использование.
- Изготовлены из высококачественной стальной проволоки, сварены и покрыты отвержденной при нагреве эпоксидной смолой.
- Эпоксидное покрытие обладает абсолютной коррозионной стойкостью, может противостоять действию солей, кислот и щелочей средней силы и органических растворителей.
- Идеальны для автоклавирования. Термостойкость в диапазоне от -200°C до +121°C.



Квадратные отверстия для пробирок и разрезное основание обеспечивают надежную фиксацию пробирок в точном положении.

каталожный номер	для пробирок	количество стенок	расположение пробирок	стойка Д x Ш x В	кол-во в упаковке
079.01.101	13 mm	84	6 x 14	100x231x68 мм	1 шт.
079.01.102	16 mm	55	5 x 11	118x260x74 мм	1 шт.
079.01.103	18 mm	55	5 x 11	110x235x75 мм	1 шт.
079.01.104	20 mm	40	4 x 10	100x235x70 мм	1 шт.
079.01.105	25 mm	32	4 x 8	116x230x93 мм	1 шт.
079.01.106	30 mm	21	3 x 7	110x260x95 мм	1 шт.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «с силиконовыми захватами»



- Изготовлены из модифицированного ABS, позволяющего использовать стойки в водяных банях без всплытия.
- Основание каждого отделения для пипеток оснащено силиконовым захватом, который прочно удерживает пипетки, предотвращая раскачивание.
- Пипетки можно вставить и извлечь легким нажатием и отжатием.



Функция НАЖАТЬ И ИЗВЛЕЧЬ

Просто слегка прижмите нижний слой стойки двумя руками. Выталкивающий механизм незамедлительно автоматически отпускает пробирки.



Функция СИЛИКОНОВЫЙ ЗАХВАТ

Основание каждого отделения для пипеток оснащено силиконовым захватом, который прочно удерживает пипетки, предотвращая раскачивание.

каталожный номер	диаметр пробирок	кол-во пробирок	расположение пробирок	кол-во в упаковке
079.11.016	15/16 мм	50	5x10	1 шт.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «нержавеющая сталь»

- Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304.
- Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Хорошо отполированная поверхность гарантирует быструю и простую очистку.
- Очень прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы.
- Отверстия идеальной формы обеспечивают надежную фиксацию пробирок в нужном положении.

каталожный номер	диаметр пробирок	количество пробирок	расположение пробирок	кол-во в упаковке
079.02.001	13 mm	50	5x10	1 шт.
079.02.002	16 mm	50	5x10	1 шт.
079.02.003	18 mm	40	4x10	1 шт.



ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «полипропилен» - «разобранные»



➤ Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяющего использовать стойки в водяных банях без всплытия.

➤ Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.


➤ 4 различных цвета обеспечивают визуальную сортировку и организацию различных проб.

➤ Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.

➤ Стойки поставляются в разобранном виде, что позволяет сокращать площадь для хранения.

➤ Стойки могут быть легко собраны менее чем за пол-минуты на основании входящей в комплект поставки инструкции.

№ п/п	для пробирок	количество стенок	расположение пробирок	стойка Д x Ш x В	кат. номер белой стойки	кат. номер синей стойки	кат. номер красной стойки	кат. номер желтой стойки	кат. номер оранжевой стойки	кол-во в упаковке
1	13 mm	84	6 x 14	125x265x70 мм	079.01.001W	079.01.001B	079.01.001R	079.01.001O	079.01.001O	1 шт.
2	16 mm	55	5 x 11	125x265x70 мм	079.01.002W	079.01.002B	079.01.002R	079.01.002O	079.01.002O	1 шт.
3	18 mm	55	5 x 11	125x265x70 мм	079.01.003W	079.01.003B	079.01.003R	079.01.003O	079.01.003O	1 шт.
4	20 mm	40	4 x 10	125x265x70 мм	079.01.004W	079.01.004B	079.01.004R	079.01.004O	079.01.004O	1 шт.
5	25 mm	32	4 x 8	125x265x90 мм	079.01.005W	079.01.005B	079.01.005R	079.01.005O	079.01.005O	1 шт.
6	30 mm	21	3 x 7	125x265x90 мм	079.01.006W	079.01.006B	079.01.006R	079.01.006O	079.01.006O	1 шт.



ПРОБИРОЧНАЯ СТОЙКА - «4-сторонняя»

➤ Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяющего использовать стойки в водяных банях без всплытия.

- 4 стороны предлагают 4 различных варианта фиксации пробирок.
- Сторона 1: удерживает 4 пробирок диам. 30 мм с матрицей 2 x 2
 - Сторона 2: удерживает 32 пробирок диам. 12 мм с матрицей 4 x 8
 - Сторона 3: удерживает 12 пробирок диам. 17 мм с матрицей 2 x 6
 - Сторона 4: удерживает 96 пробирок диам. 7 мм с матрицей 8 x 12

➤ Стойки оснащены блокировочной системой для присоединения друг к другу с целью создания многоярусных стоек.

➤ Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает простую идентификацию местоположения кювет.

каталожный номер	диаметр пробирок	объем пробирки	количество пробирок	расположение пробирок	кол-во в упаковке
080.01.001	30 mm	50 ml	4	2 x 2	1 шт.
	12 mm		32	4 x 8	
	17 mm	15 ml	12	2 x 6	
	7 mm		96	8 x 12	




ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «полипропилен» - «складные»



- Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяющего использовать стойки в водяных банях без всплытия.
- Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.
- 4 различных цвета обеспечивают визуальную сортировку и организацию различных проб.
- Выступающие гнезда для пробирок гарантируют прочную фиксацию пробирок в их точном положении.
- Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.
- Стойки поставляются в собранном и сложенном состоянии. Могут быть легко приведены в рабочее состояние за несколько секунд.
- После использования эти стойки можно сложить, что позволяет сократить площадь для хранения.

для пробирок	количество стенок	расположение пробирок	стойка Д x Ш x В	кат. номер белой стойки	кат. номер синей стойки	кат. номер красной стойки	кат. номер желтой стойки	кол-во в упаковке
13 mm	50	5 x 10	160x275x70 мм	079.03.001W	079.03.001B	079.03.001R	079.03.001O	1 шт.
16 mm	50	5 x 10	160x275x70 мм	079.03.002W	079.03.002B	079.03.002R	079.03.002O	1 шт.
18 mm	50	5 x 10	160x275x70 мм	079.03.003W	079.03.003B	079.03.003R	079.03.003O	1 шт.
20 mm	45	5 x 9	160x275x70 мм	079.03.004W	079.03.004B	079.03.004R	079.03.004O	1 шт.
30 mm	26	4 x 6/7	160x275x70 мм	079.03.005W	079.03.005B	079.03.005R	079.03.005O	1 шт.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru