

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на принадлежности для очистки компании ISOLAB

Виды товаров: щетки лабораторные, подставки для сушки, фишки для сушки, комплекты для мытья пипеток, салфетки, раздатчики салфеток, лотки, емкости, безопасные контейнеры и др.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



код щетки	каталожный номер	описания продуктов	диаметр щетки	длина щетки	кол-во в упаковке
a	071.02.001	Щетка для очистки бюреток и трубок	20 mm	125 mm	1 шт.
b	071.02.002	Щетка для очистки бутылок большого размера	70 mm	130 mm	1 шт.
c	071.02.003	Щетка для очистки бутылок среднего размера	50 mm	110 mm	1 шт.
d	071.02.004	Щетка для очистки бутылок малого размера	40 mm	110 mm	1 шт.
e	071.02.005	Щетка для очистки объемных пробирок	25 mm	100 mm	1 шт.
f	071.02.006	Щетка для очистки узких пробирок	12 mm	80 mm	1 шт.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА «натуральное волокно / перлон»

- Превосходный инструмент для мытья и очистки всех типов лабораторных бутылок, колб, пробирок, конденсаторов, бюреток и т.д.
- Изготовлена из высококачественного волокна/перлона, что гарантирует длительный срок службы.
- Стержень щетки изготовлен из коррозионностойкой витой стальной проволоки.
- Ручка щетки изготовлена из полипропилена и обеспечивает чрезвычайно легкое и простое использование щетки.
- Уникальная конструкция ручки позволяет подвешивать щетку в удобном месте.
- Сферическая губчатая верхняя часть обеспечивает доступ к каждому углу лабораторной посуды и гарантирует идеальные результаты очистки.



Сферическая губчатая верхняя часть обеспечивает доступ к каждому углу лабораторной посуды и гарантирует идеальные результаты очистки.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА «шарнирная поворотная головка»

- Особо рекомендуется для лабораторной посуды с криволинейными формами и с углами, например, колб с круглым дном.
- Выпуклая поворотная головка уникальной конструкции обеспечивает контакт со всей поверхностью колбы, включая труднодоступные изгибы и углы, и обеспечивает превосходное качество очистки.
- Головка щетки имеет слегка выпуклую форму, обеспечивающую быструю и эффективную очистку даже сильно загрязненных колб.
- Прочная и в то же время гибкая щетина обеспечивает длительный бесперебойный срок службы. Прочная и длинная деревянная ручка обеспечивает удобство захвата.
- Поворотная часть щетки проходит через горлышки NS 29/32 или больше или любое не коническое горлышко с диаметром 24 мм или больше.
- Ручка щетки длиной 360 мм обеспечивает легкое касание дна колб большого размера.

каталожный номер: 071.03.001, размер поворотной головки: 21x44x24 мм, длина ручки: 360 mm, кол-во в упаковке: 1 шт.



ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «негигроскопичный пенопласт»

➤ Изготовлена из усиленного негигроскопичного пенопласта, который не впитывает воду и не становится размокишим даже после многократного использования. ➤ Значительно большая стойкость, чем у большинства других щеток. ➤ Чистит стеклянную лабораторную посуду с минимальным усилием и максимальной эффективностью. ➤ Не откалывает, не ломает и не царапает стеклянную лабораторную посуду, может также безопасно использоваться для очистки пластмассовой лабораторной посуды. ➤ Эргономичные широкие ручки обеспечивают простое вращение щетки.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «гибкая»

➤ Особо рекомендуется для очистки лабораторной посуды с узким горлышком и широким основанием, например, колб, колб Эрленмейера, бутылок и т.д.

➤ Оснащена гибким корпусом, который идеально адаптируется к форме основания и внутренних стенок очищаемого сосуда.

➤ Имея общую длину 370 мм и диаметр 20 мм, эта щетка обеспечивает идеальную очистку лабораторной посуды большого размера.



каталожный номер	кол-во в упаковке
071.05.001	1 шт.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «круглая головка»



➤ Особо рекомендуется для любой лабораторной посуды с цилиндрической формой, например, цилиндров, стаканов, вертикальных сосудов и других аналогичных колб.


➤ Благодаря сферической части, которая достигает любые поверхности и любые углы лабораторной посуды, гарантирует превосходные результаты очистки.

каталожный номер	размер щетки	диаметр щетки	общая длина	кол-во в упаковке
071.05.002	короткая	60 mm	350 mm	1 шт.
071.05.003	длинная	70 mm	400 mm	1 шт.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «для трубок»

➤ Особо рекомендуется для очистки трубок и шлангов с диаметром от 12 до 25 мм.

➤ Отлично приспособляется к скруглениям трубок, а гибкая длинная ручка позволяет эффективно очищать даже круглую лабораторную посуду.



каталожный номер	диаметр щетки	общая длина	кол-во в упаковке
071.05.005	20 mm	1200 mm	1 шт.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «для пробирок»


➤ Особо рекомендуется для пробирок, из-за уникальной конструкции, которая подходит ко всем пробиркам от самого маленького до самого большого диаметра.

➤ Состоит из двух щеточных стержней, удерживаемых одной головкой. Стержни можно потянуть и раздвинуть в стороны.

➤ Эта конструкция обеспечивает контакт щетки со всей внутренней поверхностью пробирок с различным диаметром.

➤ Благодаря такой уникальной конструкции, эта щетка обеспечивает быструю и очень эффективную очистку пробирок различного размера и длины.

каталожный номер	диаметр щетки	общая длина	кол-во в упаковке
071.05.004	25 mm	180 mm	1 шт.



очистка & безопасность & защита & стерилизация

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СУШКИ

- Эти профессиональные подставки для сушки удовлетворяют всем требованиям к очистке, предъявляемым в современных лабораториях.
- Изготовлены из водостойкого, прочного композита, обеспечивающего длительный срок службы.

- 2 варианта стоек:
 - Подставка среднего размера с 72 отверстиями для фишек
 - Подставка большого размера с 122 отверстиями для фишек

- Сборный лоток, расположенный в нижней части, собирает стекающую воду и отводит ее по шлангу, входящему в комплект поставки подставки.

- В комплект поставки входят комплект для настенного крепления, сливной шланг и монтажный шаблон.

- В комплект поставки подставок для сушки входят 16 маленьких и 16 больших фишек. Дополнительные фишки следует заказать отдельно.



Сборный лоток, расположенный в нижней части, собирает стекающую воду и отводит ее по шлангу, входящему в комплект поставки подставки.

каталожный номер	ширина подставки	высота подставки	количество фишек	кол-во в упаковке
071.01.002	500 мм	610 мм	72	1 шт.
071.01.003	500 мм	1010 мм	122	1 шт.

ФИШКИ ДЛЯ СУШКИ

- Фишки изготовлены из предельно прочного АБС-пластика. Фишки поставляются в разобранном виде и могут быть легко установлены в соответствующие отверстия в подставке для сушки.

каталожный номер	для горлышек колб диаметром	тип фишки	форма фишек	кол-во в упаковке
071.01.101	15 мм и больше	большой	треугольная	16 шт.
071.01.102	6 мм- 15 мм	малый	круглая	16 шт.



В комплект поставки подставок для сушки не входят фишки. Фишки должны быть заказаны отдельно.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЫТЬЯ ПИПЕТОК

- Оснащен сифонной системой, обеспечивает бережную и эффективную очистку пипеток высотой до 600 мм.

- Состоит из двух частей: блока очистки и мойки и корзины для пипеток.

- Простое использование: вначале заполните емкость водой. Излишняя вода автоматически сливается через сифонную систему.

- Затем вставьте корзину, заполненную грязными пипетками.

- Загрязненная вода сливается из систему по трубке, прикрепленной к корпусу.



каталожный номер	кол-во в упаковке
071.10.001	1 шт.



ПОДСТАВКИ ДЛЯ СУШКИ

- Изготовлены из высококачественной хромированной стали. Конструкция с двумя полками обеспечивает удобство использования и прекрасные результаты сушки стеклянной посуды любых размеров.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
071.01.004	475 x 310 x 310 мм	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ШЕТКА
«для интенсивной очистки»

- Особо рекомендуется в случае необходимости интенсивной очистки.
- Щеточная часть состоит из смеси натурального волоса и очень мягкой щетины, обеспечивающих длительный бесперебойный срок службы.
- Эргономичная ручка обеспечивает идеальный захват.
- Может также использоваться для очистки больших поверхностей, например, столов и пола.

каталожный номер	кол-во в упаковке
071.06.001	1 шт.



ШЕТКА
«для мытья посуды»

- Особо рекомендуется для мытья посуды и интенсивной очистки больших поверхностей.
- Щеточная часть состоит из нескольких слоев губки различной плотности, а также жесткого нижнего слоя.
- Ручка обеспечивает идеальный захват.

каталожный номер	кол-во в упаковке
071.06.002	1 шт.



САЛФЕТКИ - «микроволоконистые»

- Изготовлены из микроволокна с высокой прочностью на разрыв, размеры 300 x 400 мм.
- Особо рекомендуются для сбора и удаления грязи с поверхностей, обеспечивают быструю и эффективную очистку. Во время очистки не требуются дополнительные химикаты.
- Впитывают объем, в 8 раз больший их собственного веса. Могут быть выстираны сотни раз, не изнашиваясь.
- В комплект поставки входят две салфетки: одна для стеклянных поверхностей и одна для общего применения.

каталожный номер	кол-во в упаковке
071.07.003	комплект из 2

САЛФЕТКИ - «целлюлоза» - «бумага»

- Изготовлены из отбеленной без применения хлора целлюлозы. Двухслойные, с размером 195 x 195 мм.
- Сверхмягкая, химически инертная, хорошо впитывающая и безворсовая целлюлоза обеспечивает превосходные результаты.
- Особо рекомендуются для протирания и очистки лабораторной посуды, а также для другого использования, например, для очистки пипеток и предметных стекол, убираания небольших количеств жидкости и т.д.

- Поставляются в удобном раздатчике, обеспечивающим гигиеническое хранение и простое извлечение.

каталожный номер	кол-во в упаковке
080.65.002	100 шт.



ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ

- Изготовлены из чистой целлюлозы с высокой поглощающей способностью.
- Обеспечивают наиболее экономичные решения по сравнению с другими методами.
- Высокая поглощающая способность гарантирует многократное использование этих салфеток.
- Нарезаны и упакованы в соответствии с внутренними размерами раздатчика.

каталожный номер	размеры салфеток	кол-во в упаковке
080.65.004	230 x 220 мм	200 шт.



РАЗДАТЧИК САЛФЕТОК

- Предназначен для использования с бумажными салфетками. Вмещает 200 салфеток.
- Бумажные салфетки можно извлекать из нижней части раздатчика.
- Акриловая лицевая панель позволяет визуальный контроль за количеством салфеток.
- Может быть легко и просто установлен в удобном месте на стене.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
080.67.001	266 x 287 x 107 мм	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ЛОТКИ - «полипропилен»

➤ Изготовлены из полипропилена, для многоразового использования. Изготовлены цельными методом литья под давлением. Имеют усиленные края по всему корпусу.

➤ Могут использоваться с продуктами питания, гигиеничные, легкие в очистке. Можно установить друг на друга, что позволяет сократить площадь для хранения.

каталожный номер	размеры основания	высота	кол-во в упаковке
062.40.901	183 x 127 мм	50 мм	1 шт.
062.40.902	255 x 180 мм	60 мм	1 шт.
062.40.905	355 x 245 мм	70 мм	1 шт.



ЛОТКИ - «нержавеющая сталь»

➤ Изготовлено из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304, для универсального применения.

➤ Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю и простую очистку.

каталожный номер	размеры основания	высота	кол-во в упаковке
062.42.910	400 x 500 мм	50 мм	1 шт.
062.42.915	450 x 600 мм	50 мм	1 шт.
062.42.920	500 x 700 мм	50 мм	1 шт.



ЕМКОСТИ

➤ Емкости с крышкой изготовлены из HD-PE. Оснащено прочной ручкой для переноски и крышкой, позволяющей полностью закрыть ведро.

каталожный номер	объем	верх. диам. x высота	кол-во в упаковке
062.60.901	1 л	120 x 122 мм	10 шт.
062.60.902	2 л	165 x 138 мм	10 шт.
062.60.903	3 л	190 x 132 мм	10 шт.
062.60.905	5 л	210 x 171 мм	10 шт.
062.60.909	9 л	259 x 226 мм	10 шт.
062.60.918	18 л	310 x 275 мм	10 шт.

каталожный номер	объем	верх. диам. x высота	кол-во в упаковке
062.61.909	9 л	265 x 250 мм	1 шт.
062.61.914	14 л	302 x 295 мм	1 шт.



БЕЗОПАСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

➤ Изготовлены из полипропилена в соответствии со стандартом UN3291. Маркировка в соответствии с международными стандартами. Стойкие к растворителям. Толстые стенки отличаются высоким сопротивлением проколу.

➤ Идеальны для безопасной утилизации загрязненных продуктов, например, игл, шприцов, ланцетов и т.д.

➤ Из соображений безопасности главная крышка постоянно закрыта и укупорена. Крышка с отверстием для отходов имеет систему временного и постоянного закрытия.

каталожный номер	объем	размеры	кол-во в упаковке
062.80.901	1,3 л	70 x 115 x 165 мм	1 шт.
062.80.903	3,0 л	180 x 215 x 110 мм	1 шт.
062.80.905	5,0 л	175 x 215 x 185 мм	1 шт.
062.80.912	12,0 л	225 x 270 x 265 мм	1 шт.
062.80.925	25,0 л	270 x 300 x 435 мм	1 шт.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru